


nasal care minilandbaby.com

1

Separe la tapa de las pilas
Remove the cover of the battery
Separe a tampa das pilhas
Séparez le couvercle des piles
Nehmen Sie den Deckel vom
Separare il coperchio per le pile
Zdjąć osłonę na baterie
Отсоедините крышку отсека




2

Inserte 2 pilas alcalinas (no incluidas)
Insert two alkaline batteries (not included)
Insira 2 pilhas alcalinas (não incluídas)
Insérez 2 piles alcalines (non fournies)
Legen Sie 2 Alkaline Batterien (nicht mitgeliefert)
Inserire 2 pile alcaline (non incluse)
Włóżyc 2 baterie alkaliczne (brak w zestawie)
Вставьте щелочные батарейки 2 (не входят в комплект)




3

Cierre el compartimento de las pilas
Close the battery compartment
Feche do compartimento das pilhas
Fermez le compartiment à piles
Schließen den Batteriefach
Chiudere il vano delle pile
Zamknąć w schowku na baterie
Закройте отсека для батареек




4

Elija la punta de silicona adecuada
Select the appropriate silicone tip
Escolha a ponta de silicone adequada
Choisissez l'embout en silicone approprié
Wählen Sie die Silikonspitze in der geeigneten Größe
Scegliere la punta di silicone adeguata
Teraz należy dobrać silikonową końcówkę odpowiednią
Выберите соответствующий силиконовый наконечник



5

Inserte la punta de silicona en la cavidad nasal
Insert the silicone tip in the nostril
Insira a ponta de silicone na cavidade nasal
Insérez l'embout en silicone dans la cavité nasale
Führen Sie die Silikonspitze in die Nasenhöhle
Inserire la punta di silicone nella cavità nasale
Wsunąć silikonową końcówkę do jamy nosowej
Вставьте силиконовый наконечник в носовую полость



6

Apriete el botón durante algunos segundos
Press the button for a few seconds
Aperte o botão durante alguns segundos
Appuyez sur le bouton pendant quelques secondes
Drücken Sie einige Sekunden lang auf die Taste
Tenere premuto il pulsante per alcuni secondi
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk
Удерживайте нажатой кнопку в течение нескольких секунд

