



thermosense

minilandbaby.com



miniland
BABY

Medición en el oído · Measurement in the ear · Medição no ouvido
Mesure dans l'oreille · Messung in der ear · Misura nell'orecchio
Pomiary w uchu · Измерение в ушном





Limpiar sonda
Clean probe
Sonda limpa
Sonde propre
Sonde reinigen
Sonda pulita
Czyste sonda
Чистый зонд

Para una nueva medición esperar 30s
For a new measurement wait 30s
Para uma nova medição aguarde 30s
Pour une nouvelle mesure attendez 30s

Für eine neue Messung 30s warten
Per una nuova misura attendere 30s
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30s
Для нового измерения подождите 30s

Medición en la frente · Forehead measurement · Medição de testa
Front mesure · Messen front · Misurazione del fronte
Pomiar na czole · Измерение на лбу



Limpia sonda
Clean probe
Sonda limpa
Sonde propre
Sonde reinigen
Sonda pulita
Czyste sonda
Чистый зонд

Para una nueva medición esperar 30s
For a new measurement wait 30s
Para uma nova medição aguarde 30s
Pour une nouvelle mesure attendez 30s

Für eine neue Messung 30s warten
Per una nuova misura attendere 30s
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30s
Для нового измерения подождите 30s

Medición de objetos · Objects measurement · Medição de objetos
Mesure des objets · Objekte messung · Oggetti di misura
Mierzonych obiektów · Медида де объекты

